


## REÇETE VE İLAÇ MESAJ, RAPOR KOD VE REÇETE TEŞHİSLERİNİ

### NASIL GÜNCELLEYEBİLİRİM?

Aşağıda yer alan "TestSecim.properties" dosyasını indirerek (eczane uygulaması kapalı iken) C:\Ers klasörü altına kaydediniz.

1.YOL : [TestSecim.properties](#) (Dosyayı bilgisayarınıza indirmek için yazı üzerinde tıklayınız.)

2.YOL : Winrar ile sıkıştırılmış olan [TestSecim.rar](#) dosyasını bilgisayarınıza kaydediniz. İndirmiş olduğunuz TestSecim.rar dosyasını, Winrar programı ile aşağıda ki şekilde gösterildiği gibi açarak "TestSecim.properties" dosyasına ulaşabilirsiniz.



Yukarıda belirtilen işlemleri yaptığınız halde yeni kodları uygulamanıza yansıtamadıysanız aşağıda belirtilen işlemleri (eczane uygulaması kapalı iken) sırasıyla uygulayınız.


1. C:\Ers klasörü altında yer alan "TestSecim" ile başlayan tüm dosyaları siliniz.

2. Yukarıda tarif edildiği şekilde TestSecim.properties dosyasını indirip C:\Ers klasörü altına kaydediniz.




3. Bilgisayarınız masaüstünde yer alan **Bilgisayarım** Bilgisayarım ikonuna çift tıklayınız.


4. Açılan sayfada **Araçlar > Klasör Seçenekleri...** bölümüne giriniz.




5. Klasör Seçenekleri sayfasında yer alan Görünüm bölümünde **Bilinen dosya türleri için uzantıları gizle** kısmı seçili ise bu seçimi kaldırınız ve Tamam tuşuna basarak bu sayfayı kapatınız.



6. C:\Ers klasörüne giriniz.



7. Klasördeki dosyanın adı yukarıdaki şekilde gördüğünüz gibi **TestSecim.properties** haline getiriniz. **TestSecim.properties.txt** şeklindeyse dosya üzerinde mouse'un sağ tuşuna basıp Ad Değiştir i tıklayınız. Dosya adını aşağıdaki şekilde de görebileceğiniz gibi ".txt" yazısını silerek **TestSecim.properties** haline getiriniz.



8. Tüm bu adımlardan sonra uygulamanızı açıp son kodlamaların ekrana yansıyor yansımadığını kontrol ediniz.